

檢驗項目	<b>Anaerobic culture</b>			版本 2019.07.02
中文名稱	厭氧培養			
英文名稱	Anaerobic culture			
適應症	適用於懷疑厭氧菌感染之培養及鑑定，提供臨床診斷和使用抗生素的參考			
檢體類別	依照檢體類別，選擇適當無菌容器			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	陰性 (No growth)			
採檢容器和檢體量	 <p>厭氧紅頭棉籤拭子(Anaerobic red swab)</p> <p>以棉籤拭子取豌豆大小含有黏液、膿、血、或組織碎片部分的糞便。</p>			
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> <li>儘量在使用抗生素之前收集檢體。</li> <li>小心收集病灶處的檢體，注意不要被其他一般常在菌所污染。 <ul style="list-style-type: none"> <li>飲食限制：無</li> <li>用藥限制：無</li> </ul> </li> </ol>			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<p>保存方法：4°C，不超過 24 小時</p> <p>運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室</p>			
健保代碼與給付點數	健保碼	13007C / 13008B	點數	200 / 100 點
檢驗方法及說明	<p>方法：嗜氧、厭氧專用培養基 / VITEK MS 鑑定系統</p> <p>干擾因素：無</p>			