

檢驗項目	Aniti-nuclear antibody(ANA)			版本 2015.03.25
中文名稱	抗核抗體			
英文名稱	ANA			
適應症	ANA 抗核抗體為自體免疫抗體，常用的方法有酵素免疫分析法(EIA)及螢光免疫分析法(IFA)，IFA 法在判讀時須以螢光顯微鏡觀察，其效價強度及螢光分型有助於自體免疫疾病的分類及診斷。IFA 法可分為五型，包括：均質型、周邊型、斑點型、核仁型、著絲點型。 ANA 陽性不能確診任何疾病，但 SLE 患者有 86%~100%會呈現陽性。其他非狼瘡性結締組織病包括皮肌炎、類風濕關節炎、硬皮病、乾燥綜合症、血管炎等 ANA 陽性率約為 50%。另外在少數正常人、肺結核、惡性腫瘤也會呈現弱陽性結果。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12053C	點數	330 點
檢驗方法及說明				