

檢驗項目	ASLO(Antistreptolysin O)			版本 2019.03.26
中文名稱	抗鏈球菌溶血素 O 效價測定			
英文名稱	ASLO(Antistreptolysin O)			
適應症	用於測定抗鏈球菌溶血素 O 效價測定的抗體， β -hemolytic streptococcus 常導致咽喉炎、扁桃腺炎、心內膜炎、急性風溼熱、腎絲球腎炎、猩紅熱等，健康人也存在其抗體，須持續追蹤其濃度變化及治療效果。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	<160 IU/mL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法： <p>檢體置放於 2-8℃：可儲存 2 天</p> <p>如需更長的時間，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。避免重複冷凍及解凍。</p> 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12004C	點數	275 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> 方法：免疫比濁法。 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：50 - 4,247 IU/mL 分析敏感度(Analytical sensitivity)：15 IU/mL 			