

檢驗項目	BUN			版本 2019.07.02
中文名稱	血尿素氮			
英文名稱	Blood Urea Nitrogen			
適應症	血清尿素氮(BUN)是臨床上最常用的腎功能指標之一，濃度過高意味著腎臟無法順利將尿素氮排出體外。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：1 天完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	7-20 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)  綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法： 檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天 如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09002C	點數	40 點
檢驗方法及說明	- 檢驗儀器/試劑：DxC600 / BUN - 方法：尿素酶 - 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.7 - 500 mg/dL - 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.7 mg/dL			