

檢驗項目	Barbiturates screen			版本 2015.03.25
中文名稱	巴比妥酸鹽			
英文名稱	Barbiturates screen			
適應症	鎮靜安眠用藥，主要用來偵測藥物濫用、誤食傷害。檢測代謝後在尿液中的濃度，俗名包括紅中、青發、白板。			
檢體類別	無菌檢體盒,尿液			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 無菌收集容器 採集 5 - 10 ml 尿液			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	10802B	點數	320
檢驗方法及說明				