

|           |                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |               |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 檢驗項目      | C3                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        | 版本 2019.07.02 |
| 中文名稱      | 補體 3                                                                                                                                                                                                                                                           |              |                        |               |
| 英文名稱      | Complement 3                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |               |
| 適應症       | 補體是一群血清蛋白，用以摧毀感染物，尤其是當補體組成有缺失時，測定這些蛋白有助於免疫系統失常之診斷。                                                                                                                                                                                                             |              |                        |               |
| 檢體類別      | 紅黃頭管--血清 Serum                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |               |
| 操作頻率      | 每天                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |               |
| 操作時效      | 4 小時完成發報告                                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |               |
| 參考範圍      | 80 - 193 mg/dL                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |               |
| 採檢容器和檢體量  | <div>5 mL , SST tube(紅黃頭管)</div>                                                                                                                                              |              |                        |               |
| 採檢注意事項    | 無                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |               |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                                                                                                                                                           | 平日收檢時間       | 週六收檢時間                 |               |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                                                                                                                                                      | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00           |               |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                                                                                                                                                              |              | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |               |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li><li>● 運送條件：室溫</li></ul>                                                                                                                                      |              |                        |               |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                                                                                                                                                            | 12034B       | 點數                     | 275 點         |
| 檢驗方法及說明   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 檢驗儀器/試劑：DxC600 / C3</li><li>● 方法：免疫比濁法(Nephelometry)。</li><li>● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 - 639 mg/dL</li><li>● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 mg/dL</li><li>● 干擾：Intralipid &gt; 2000 mg/dL</li></ul> |              |                        |               |