

檢驗項目	Chol			版本 2015.03.25
中文名稱	膽固醇			
英文名稱	Cholesterol			
適應症	膽固醇的測定可做為評估脂質的代謝狀態，特別是冠狀動脈疾病的高危險群。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每日			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告。 急作檢體：1 小時完成發報告。			
參考範圍	125 - 240 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)  綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	09001C	點數	70 點
檢驗方法及說明	● 方法：Abell-Kendall 酵素法。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 - 2,000 mg/dL。 ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5mg/dL。 ● 干擾：Bilirubin > 15 mg/dL。			