

檢驗項目	CRE stool culture 版本 2015.03.25		
中文名稱	碳青黴烯類抗藥性腸道菌糞便篩檢		
英文名稱	Carbapenem-resistant enterobacteriae stool culture		
適應症	糞便曾培養出 CRE 之病患解除隔離用。		
檢體類別	糞便(stool)、直腸拭子(rectal swab)		
操作頻率	每周一次(北榮代檢)		
操作時效	7 工作日完成發報告		
參考範圍	陰性		
採檢容器和檢體量	 <p>將糞便檢體解在一乾燥且清潔的便器中，然後再放入 40ml 無菌培養杯，約豌豆大(2g)。</p>	 <p>以棉籤拭子取豌豆大小含有黏液、膿、血、或組織碎片部分的糞便。</p>	
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 不可用衛生紙收集糞便檢體。 2. 若無法取得糞便檢體的病人可使用直腸拭子(Rectal swabs)送檢，將拭子放入肛門括約肌約 1 吋的位置，小心旋轉拭子以取得肛門檢體，然後將拭子取出傳送。 <ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無 		
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	7：30 - 21：00	8：00 - 17：00
備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 14 天；如未於 14 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫 		
健保代碼與給付點數	健保碼	13007C	點數 200 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：特殊產色培養基培養 ● 干擾因素：無 		