

檢驗項目	CAP 5				版本 2015.03.25
中文名稱	特異過敏原檢查 5				
英文名稱	CAP 5				
適應症	檢測日本杉、熱帶五爪躑、煙色麴菌、白色念珠菌、酵母菌、狗牙根草。				
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum				
操作頻率	每週一次(北榮代檢)				
操作時效	7 工作日完成發報告				
參考範圍	Class (螢光分級強度)		過敏反應程度		
	0		無反應		
	=		極弱		
	1		弱		
	2		中等		
	3		強		
	4		極強		
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)				
採檢注意事項	無				
收檢時間與地點	收檢地點		平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科		8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件				連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼		30022C	點數	1620 點
檢驗方法及說明					