

檢驗項目	CH50 版本 2015.03.25		
中文名稱	CH50 免疫檢查		
英文名稱	CH50		
適應症	CH50 為完整的補體功能評估指標，臨床上用來評估補體系統功能的完整性，例如補體缺乏、檢測免疫反應時補體的消耗狀況，例如紅斑性狼瘡 (SLE)、其他自體免疫疾病、感染過程、惡性腫瘤等，會因自體免疫反應而消耗掉大量補體，導致補體的整體功能變差。 CH50 的評估範圍包括標準路徑 (Classical pathway; C1 ~ C4) 及終端路徑 (Terminal pathway; C5 ~ C9) 的所有補體及輔助蛋白。若先天性缺乏 C1 ~ C9 及其控制蛋白，或是補體活性不足時，CH50 的測定結果皆偏低。		
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum		
操作頻率	每週一次(北榮代檢)		
操作時效	14 工作日完成發報告		
參考範圍	63-145 CAE unit		
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)		
採檢注意事項	無		
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫		

健保代碼與給付點數	健保碼	12104B	點數	529 點
檢驗方法及說明				