

檢驗項目	Coomb's test direct			版本 2015.03.25
中文名稱	庫姆氏抗體(直接法)			
英文名稱	Coomb's test direct			
適應症	偵測在體內附著於 紅血球表面 上的抗體或補體，用以診斷新生兒溶血性疾病、輸血反應所引起的溶血反應、自體免疫溶血性貧血、及藥物引起之溶血性貧血。			
檢體類別	血液			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告			
參考範圍	陰性(Negative)			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 2ml 全血			
採檢注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 ● 應儘快將紅血球與血漿分離，避免補體吸附到紅血球表面上影響結果 			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 抗凝血劑：EDTA。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12097B	點數	70 點
檢驗方法及說明				