

檢驗項目	CRAB 菌株培養			版本 2015.03.25
中文名稱	多重抗藥性鮑氏不動桿菌菌株培養			
英文名稱	carbapenems resistance A. baumannii culture			
適應症	曾培養出 CRAB 之病患解除隔離用			
檢體類別	便(stool)、直腸拭子(rectal swab)			
操作頻率	周一至周五			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	陰性(Negative)			
採檢容器和檢體量	無菌檢體盒，採集大於 1ml 水便或大於碗豆大小糞便。			
	嗜氧棉籤拭子			
採檢注意事項	1. 不可用衛生紙收集糞便檢體。 2. 若無法取得糞便檢體的病人可使用直腸拭子(Rectal swabs)送檢，將拭子放入肛門括約肌約 1 吋的位置，小心旋轉拭子以取得肛門檢體，然後將拭子取出傳送。 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：室溫，不超過 24 小時 ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室 ● 不提供藥物敏感性試驗			
健保代碼與給付點數	健保碼	13007C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：利用特殊產色培養基培養			

- 干擾因素：無