

檢驗項目	D-Dimer 版本 2015.03.25		
中文名稱	D-雙合蛋白		
英文名稱	D-Dimer		
適應症	D-Dimer 是纖維蛋白溶解的產物，特異性並不高，在心肌梗塞、敗血症和許多全身性疾病均可出現。D-Dimer 除了用來幫助 DIC 瀰漫性血管內凝血的診斷外，在臨床上，D-Dimer cut-off value 是用來排除 DVT 深部靜脈栓塞和 PE 肺栓塞，因其陰性預測率高達 95%以上，結果若為陰性，則表示目前沒有靜脈栓塞的現象。		
檢體類別	血液		
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)		
操作時效	5 工作日完成發報告		
參考範圍	參考值	陰性預測 Cut-off value	報告範圍
	0~0.55	<0.5	單位 0.17~100 μg/ml (FEU)
採檢容器和檢體量	 藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml 至箭頭標示處。		
採檢注意事項	1. 避免溶血。 2. 一定要採血 1.8 ml，否則會影響檢驗結果。 3. 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 4. 應避免由 Heparin Flush 過的靜脈導管(或留滯針)中採取檢體，因其可能造成檢體被 Heparin 污染或稀釋。		
收檢時間與地點	收檢地點	星期一~四收檢時間	星期五收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8:00~8:30
	備註：例假六日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫運送條件：室溫		

健保代碼與給付點數	健保碼	08079B	點數	367 點
檢驗方法及說明	● 檢驗原理： 顆粒免疫混濁法 Particle-enhanced immuno-turbidimetric assay，使用單株抗體與 D-dimer 形成免疫複合物，偵測透射光度的改變，推算 D-Dimer 的量。			