

檢驗項目	FDP				版本 2015.03.25						
中文名稱	纖維蛋白原分解物										
英文名稱	Fibrin degradation product (FDP)										
適應症	FDP 是纖維蛋白分解酵素 plasmin 分解 fibrinogen 或 fibrin 後產生的物質。當血栓形成，經纖維蛋白溶解後，就會出現 FDP，因此 FDP 可作為異常纖維溶解 疾病的診斷指標，如 DIC 瀰漫性血管內凝血。										
檢體類別	血液										
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)										
操作時效	5 工作日完成發報告										
參考範圍	<table border="1"> <thead> <tr> <th>參考值</th> <th>報告範圍</th> <th>單位</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>< 5</td> <td>2.5~640</td> <td>µg/ml</td> </tr> </tbody> </table>		參考值	報告範圍	單位	< 5	2.5~640	µg/ml			
參考值	報告範圍	單位									
< 5	2.5~640	µg/ml									
採檢容器和檢體量	 藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate), 採血 1.8 ml 至箭頭標示處。										
採檢注意事項	<ol style="list-style-type: none"> 1. 避免溶血。 2. 一定要採血 1.8 ml，否則會影響檢驗結果。 3. 採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 4. 應避免由 Heparin Flush 過的靜脈導管(或留滯針)中採取檢體，因其可能造成檢體被 Heparin 污染或稀釋。 										
收檢時間與地點	收檢地點		平日收檢時間		週六收檢時間						
	本院 2 樓檢驗科		8 : 00 - 21 : 00		8 : 00 - 17 : 00						
	備註：例假日、天災停止門診時不收件				連絡電話：02-2858-7000#7156						
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：無。 ● 保存方法：室溫(立即送檢)。 ● 運送條件：室溫。 										
健保代碼與給付點數	健保碼	08038B	點數	600 點							
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢驗原理： 										

乳膠免疫法 Latex immunoassay，附著抗人類 FDP 單株抗體的乳膠顆粒與檢體中的 FDP 形成免疫複合物，偵測透射光的改變，推算 FDP 的量。