

檢驗項目	Fructosamine			版本 2015.03.25
中文名稱	果糖胺			
英文名稱	Fructosamine			
適應症	作為糖尿病患者 1-3 週內的血糖監控指標			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	205-285 umol/L			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法： 檢體於 15-25℃：可保存 3 天；2-8℃：可保存 2 週；-15-25℃：可保存 2 個月。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09006C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：比色法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：10-1,000 umol/L ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：10 umol/L			