

檢驗項目	FTA-ABS			版本 2015.03.25
中文名稱	梅毒抗體螢光染色			
英文名稱	Fluorescent <i>Treponema pallidum</i> antibody absorption			
適應症	梅毒診斷之鑑定試驗及非螺旋體梅毒篩檢中陽性檢體的再確認			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每周一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍	Non-reactive			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢時避免溶血 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12019B	點數	300 點
檢驗方法及說明	● 方法：間接螢光抗體(IFA, Indirect fluorescent antibody test) ● 干擾因素：溶血、血脂可能影響判讀			