

檢驗項目	Fungus culture, blood			版本 2015.03.25
中文名稱	黴菌血液培養			
英文名稱	Blood culture for fungus			
適應症	黴菌血症			
檢體類別	血液 (blood) 骨髓液 (bone marrow) 攜帶式腹膜透析液 (continuous ambulatory peritoneal dialysis, CAPD)			
操作頻率	每天(北榮代檢)			
操作時效	陰性反應 14 工作日完成發報告；陽性反應待鑑定後發報告。			
參考範圍	陰性 (No growth)			
採檢容器和檢體量	FAN aerobic bottle 檢體量：成人：10 -20ml、小孩：4-8ml 請採取足夠的檢體量，檢體量不足將會影響陽性率及延長陽性偵測時間			
採檢注意事項	- 儘量在使用抗生素之前收集檢體。 - 在收集血液之前要先進行的準備工作，包括清潔抽血部位、血液培養瓶的塞子。 - 將抽血部位以 70% isopropyl 或 ethyl alcohol 清潔。將棉花棒沾取 1 到 2% 的 iodine 或是 10%的 povidone-iodine，在抽血部位以同心圓的方式由內往外擦拭。等待抽血部位乾燥後，以針筒收集血液。 - 飲食限制：無 - 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	

注意事項	● 保存方法：室溫，不超過 24 小時 ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室			
健保代碼與給付點數	健保碼	13016C	點數	380 點
檢驗方法及說明	● 方法：BacT/ALERT 血液培養機自動監測 / VITEK MS 鑑定系統 ● 干擾因素：無			