

檢驗項目	Fungus culture			版本 2015.03.25
中文名稱	黴菌培養			
英文名稱	Fungus culture			
適應症	適用於懷疑有黴菌感染之培養及鑑定，提供臨床診斷和使用抗生素的參考			
檢體類別	參見北榮微生物科各類培養適用檢體對照表			
操作頻率	每天(北榮代檢)			
操作時效	陰性反應 14 工作日完成發報告；陽性反應待鑑定後發報告。			
參考範圍	陰性 (No growth)			
採檢容器和檢體量	依照檢體類別，比照 ordinary culture 選擇適當無菌容器			
採檢注意事項	1. 儘量在使用抗生素之前收集檢體。 2. 小心收集病灶處的檢體，注意不要被其他一般常在菌所污染。 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
● 注意事項	● 保存方法：室溫，不超過 24 小時 ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室			
健保代碼與給付點數	健保碼	13007C	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：黴菌專用培養基培養 / VITEK 2 鑑定系統 ● 干擾因素：無			