

檢驗項目	Glucose(50g)婦產科專用			版本 2015.03.25
中文名稱	葡萄糖			
英文名稱	Glucose			
適應症	血糖的測定主要使用於糖尿病及其相關疾病之追蹤治療			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma 灰頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	60-99 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)  綠頭管 3ml 全血  灰頭管 2mL 全血			
採檢注意事項	血糖檢體要立刻檢測，若未能立刻檢測應先分離血球與血漿在保存，因為未迅速與血球分離的血清，或未添加 NaF 抗凝劑的全血，其血糖值會以每小時 5% 左右的速度下降。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	1. 懷孕第 24-28 週時做此項檢驗 2. 檢查前不需禁食或做其他準備 3. 將 50 公克葡萄糖於 3 分鐘內喝完，喝完後一小時抽血檢驗即可 4. 檢查期間（即喝完葡萄糖水後一小時內），不可服藥、吃東西、抽菸及過度運動 5. 若超過正常值則需進一步做 100 公克葡萄糖耐量試驗 ● 保存方法：檢體 若當天未能立即檢測，應立即分離血漿與血球，測試前最多可於 2-8℃ 儲存 7 天，如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。			

	● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09005C	點數	50 點
檢驗方法及說明	● 方法：Hexokinase/G-6-PDH ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 –700 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 mg/dL			