

檢驗項目	Gram Stain		版本 2015.03.25
中文名稱	革蘭氏染色		
英文名稱	Gram Stain		
適應症	提供對感染源的初步診斷以及對臨床檢體的品質評估		
檢體類別	參見各類培養適用檢體表		
操作頻率	每天		
操作時效	2 工作日完成發報告		
參考範圍	痰檢體		
	Epitheilum cell / LP		PMN cell / LP
	0		0
	<10		<10
	10-25		10-25
	>25		>25
	非痰檢體		
	GPC in pairs		GNC
	GPC in chains		GNB
	GPC in clusters		Yeast-like organisms
	GPB		Mold
	量化		油鏡視野下的數量
	Few		<5
	1+		5-50
	2+		50-100
	3+		>100
採檢容器和檢體量	依照檢體類別，比照 ordinary culture 選擇適當無菌容器，或直接以玻片送檢		
採檢注意事項	請勿以棉籤拭子送檢 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無		
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156

注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	13006C	點數	45 點
檢驗方法及說明	● 方法：染色法 ● 干擾因素：無			