

檢驗項目	5-HIAA			版本 2015.03.25
中文名稱	5-羥基引朵醋酸			
英文名稱	5-Hydroxyindoleacetic acid			
適應症	常用來診斷腸道的類癌腫瘤(carcinoid tumor)			
檢體類別	24 小時尿液			
操作頻率	每週一(北榮代檢)			
操作時效	10 工作日完成發報告			
參考範圍	0.7- 8.2 mg/day			
採檢容器和檢體量	 塑膠尿管，收集 24 小時尿液，取 10ml			
採檢注意事項	1. 收集 24 小時尿液測定，憑醫囑來本科領保存劑(6N HCl)，收集尿液前先將保存劑倒入容器內再開始收集，最後註明總尿液量在檢驗單上。 ** 防腐劑乃 6N HCl(鹽酸)，有腐蝕性，請隨時蓋緊並小心使用；若接觸衣服、皮膚、或眼睛，請立即以大量清水沖洗，必要時尋求醫療。若有誤食且患者當時清醒，立刻服用大量開水並即時就醫。 2. 24 小時尿液收集請參考 [衛教單張]			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：收集前三天最好禁食下列食物：香蕉、鳳梨、李子、茄子、蕃茄、胡桃及酪梨。 ● 用藥限制：在收集前三天最好禁食下列藥品：glycerol guaiacolate、reserpine、acetaminophen、mephenesin、methocarbamol 及 phenacetin 會使 5HIAA 假性升高；而 MAO inhibitors、ethenamine、phenothiazine、promethazine 會使 5HIAA 假性降低。 ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於 -20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09056B	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：高效率液體色層分析(HPLC) ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 mg/dL ● 干擾：參考飲食限制及用藥限制			

