

檢驗項目	HIV combo			版本 2015.03.25
中文名稱	人類免疫不全病毒抗原及抗體			
英文名稱	HIV Ag/Ab combo			
適應症	輔助診斷 HIV-1/HIV-2 感染及作為捐贈血液及血漿之篩檢試驗			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	1 工作天完成發報告			
參考範圍	< 1.0 COI Non-Reactive			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	14049C	點數	240 點
檢驗方法及說明	● 方法：電子化學冷光免疫分析法(ECLIA, Electro-chemiluminescence immunoassay) ● 干擾： 1. 不可使用嚴重溶血的檢體。 2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。 3. 肝素治療患者之檢體可能因纖維蛋白存在而產生錯誤之結果。為了避免這個現象發生，須在進行肝素治療前抽取檢體。			