

檢驗項目	HLA B27				版本 2015.03.25
中文名稱	組織抗原配合試驗 B27				
英文名稱	HLA B27				
適應症	僵直性脊椎炎 ankylosing spondylitis 及類風濕性關節炎與 HLA B27 抗原陽性有強烈的相關性。90%的僵直性脊椎炎病人會表現出 HLA B27，且 HLA B27 陽性個案比 HLA B27 陰性個案，發生僵直性脊椎炎的機會高出 120 倍。一般人僅 5~10%的偽陽性，而僵直性脊椎炎由於其症狀與許多疾病相似而難以確診，因此 HLA-B27 的檢測在病情的診斷中有著重要意義。				
檢體類別	血漿 Plasma				
操作頻率	僅於周一~周四採檢（北榮代檢）				
操作時效	1 周完成發報告				
參考範圍	陰性(Negative)				
採檢容器和檢體量	 紫頭管 10ml 全血				
採檢注意事項	避免溶血並立即送檢 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。				
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	12086B	點數	1351 點	
檢驗方法及說明					