

檢驗項目	HPV 檢測	版本 2015.03.25
中文名稱	人類乳突狀病毒 DNA 檢查	
英文名稱	HPV 檢測	
適應症	1、HPV 高危險型：16、18、31、33、35、37、39、45、51、52、53、54、56、58、59、66、67、68、69、70、72、73、82、85、MM4、L1AE5、Bsb-63 等型。 2、HPV 低危險型：06、11、32、34、40、42、43、44、61、62、71、74、81(CP8304)、84、90、91、MM7、MM8、CP8061 等型。 高風險性人類乳突病毒(Human Papillomavirus, HPV)的慢性感染與子宮頸病灶的發生息息相關，子宮頸癌的危險因子包括 HPV 的感染，經陰道的性行為(包括多重性伴侶、過早性生活)、免疫功能低下、吸菸、口服避孕藥等。研究顯示，HPV 第 16 及 18 亞型的感染就佔了子宮頸癌的 70%(HPV16>60%,HPV18 大約 10%)。 在女性的一生當中，感染 HPV 的機率極高(統計上約 70%)，但大多數都只是短暫性的感染，需要合併抹片及 HPV DNA test 這兩項檢查，敏感度可高達 100%。如果抹片及 HPV DNA test 皆陰性，我們可以說病人沒有 CIN3 或子宮頸癌(陰性預測值非常高)。如果病人的抹片檢查有 atypical squamous cells of undetermined significance (ASCUS)，建議病人加做 HPV DNA test；若病人的 HPV DNA test 陽性且屬於高危險亞型，應該請病人直接到婦產科做陰道鏡及切片檢查。	
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum	
操作頻率	每週一次(北榮代檢)	
操作時效	14 工作日完成發報告	
參考範圍	陰性(Negative)	
採檢容器和檢體量	HPV 檢測專用 Swab	
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。	

收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試， 應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫				
健保代碼與給付點數	健保碼	1200.6	點數	1200 點	
檢驗方法及說明	● PCR Genotypeing				