

|           |                                                                                                                                                                                                                                                |              |    |                        |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|------------------------|
| 檢驗項目      | HBs Ag                                                                                                                                                                                                                                         |              |    | 版本 2015.03.25          |
| 中文名稱      | B 型肝炎表面抗原                                                                                                                                                                                                                                      |              |    |                        |
| 英文名稱      | HBsAg                                                                                                                                                                                                                                          |              |    |                        |
| 適應症       | 用於疑似 B 型肝炎病毒感染之輔助診斷，並監測受感染個體之狀況                                                                                                                                                                                                                |              |    |                        |
| 檢體類別      | 紅黃頭管--血清 Serum                                                                                                                                                                                                                                 |              |    |                        |
| 操作頻率      | 週一、三、五                                                                                                                                                                                                                                         |              |    |                        |
| 操作時效      | 5 工作天完成發報告                                                                                                                                                                                                                                     |              |    |                        |
| 參考範圍      | < 1 COI Non-Reactive                                                                                                                                                                                                                           |              |    |                        |
| 採檢容器和檢體量  | <div></div> 5 mL , SST tube(紅黃頭管)                                                                                                                             |              |    |                        |
| 採檢注意事項    | 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。                                                                                                                                                                                                               |              |    |                        |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                                                                                                                                           | 平日收檢時間       |    | 週六收檢時間                 |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                                                                                                                                      | 8：00 - 21：00 |    | 8：00 - 17：00           |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                                                                                                                                              |              |    | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"><li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li><li>● 運送條件：室溫</li></ul>                                                                                                                      |              |    |                        |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                                                                                                                                            | 14032C       | 點數 | 160 點                  |
| 檢驗方法及說明   | <ul style="list-style-type: none"><li>● 方法：電子化學冷光免疫分析法(ECLIA, Electro-chemiluminescence immunoassay)</li><li>● 干擾：<ul style="list-style-type: none"><li>1. 不可使用嚴重溶血的檢體。</li><li>2. 人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。</li></ul></li></ul> |              |    |                        |