

|           |                                                                                                                                                              |              |                        |               |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 檢驗項目      | Immunoelectrophoresis(Immuno-EP)                                                                                                                             |              |                        | 版本 2015.03.25 |
| 中文名稱      | 免疫電泳分析                                                                                                                                                       |              |                        |               |
| 英文名稱      | Immunoelectrophoresis(Immuno-EP)                                                                                                                             |              |                        |               |
| 適應症       | Immuno-EP 係將檢體調節到適當蛋白質濃度後執行電泳分析，再加入 IgG、A、M、k、λ 抗血清來產生可觀察的異常蛋白質。臨床上用來診斷多發性骨髓瘤、Waldenstrom's macroglobulinemia、及 IgM 巨球蛋白症、淋巴瘤、獨立性漿細胞瘤、輕重鏈病變、不明原因單株 γ 球蛋白增高症。 |              |                        |               |
| 檢體類別      | 紅黃頭管--血清 Serum                                                                                                                                               |              |                        |               |
| 操作頻率      | 每週一次(北榮代檢)                                                                                                                                                   |              |                        |               |
| 操作時效      | 14 工作日完成發報告                                                                                                                                                  |              |                        |               |
| 參考範圍      |                                                                                                                                                              |              |                        |               |
| 採檢容器和檢體量  | <div>5 mL , SST tube(紅黃頭管)</div>                                          |              |                        |               |
| 採檢注意事項    | 無                                                                                                                                                            |              |                        |               |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                                                         | 平日收檢時間       | 週六收檢時間                 |               |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                                                    | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00           |               |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                                                            |              | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |               |
| 注意事項      | <ul style="list-style-type: none"><li>保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。</li><li>運送條件：室溫</li></ul>                                       |              |                        |               |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                                                          | 12103B       | 點數                     | 900 點         |
| 檢驗方法及說明   |                                                                                                                                                              |              |                        |               |