

檢驗項目	K 他命 screening test		版本 2015.03.25	
中文名稱	K 他命篩檢			
英文名稱	Ketamine screening test			
適應症	近年一些歌舞廳等娛樂場所中發現了 K 粉的濫用跡象，在許多國家中皆列為管制性藥品。濫用 K 他命最為人知的副作用是導致膀胱纖維化，而不自主排尿。 在醫學上，氯胺酮 Ketamine 是一種短效的麻醉劑，在各種小手術或診斷操作時，可單獨使用本產品進行麻醉。也可以作為其他全身麻醉的誘導劑，輔助麻醉性能較弱的麻醉劑，或與其他全身或局部麻醉複合使用。 ^[6]			
檢體類別	無菌檢體盒,尿液			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	無菌收集容器 採集 5 - 10 ml 尿液			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	無	點數	無
檢驗方法及說明				