

檢驗項目	Legionella Ab			版本 2015.03.25
中文名稱	退伍軍人菌抗體檢測			
英文名稱	Legionella Ab			
適應症	用於懷疑退伍軍人菌感染之檢驗，若單次結果為 1:320X 或急性期與恢復期效價差 4 倍以上則懷疑為急性感染			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	<1:128			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12118B	點數	250 點
檢驗方法及說明				