

檢驗項目	Mycoplasma pneumonia IgM			版本 2015.03.25
中文名稱	肺炎漿胞菌 IgM 抗體檢測			
英文名稱	Mycoplasma pneumonia IgG			
適應症	用於懷疑非典型肺炎感染之檢驗			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週二次(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	陰性(Negative)			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。</li> <li>● 運送條件：室溫</li> </ul>			
健保代碼與給付點數	健保碼	12020B	點數	225 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 方法： 酵素連結免疫吸附分析法 (Enzyme-linked immunosorbent assay；ELISA)</li> <li>● 干擾因素： 無</li> </ul>			