

檢驗項目	Mg, urine			版本 2015.03.25
中文名稱	鎂(尿液)			
英文名稱	Magnesium			
適應症	定量尿液中鎂的濃度，協助臨床鎂離子濃度之監控。			
檢體類別	尿液			
操作頻率	北榮代檢			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	24 小時尿：72-121 mg/day 單點尿：N/A			
採檢容器和檢體量	 塑膠尿管，取 10 ml			
採檢注意事項	1.建議採取新鮮尿液送檢 2. 24 小時尿液收集請參考 [衛教單張]			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：未完成測試之標本收藏時須 2-8℃ 冷藏保存 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09046B	點數	50 點
檢驗方法及說明	● 方法：Xylidyl Blue 法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.27 - 40 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.27 mg/dL ● 干擾： 1. 含有 BSP 或 EDTA 的檢體不能供化驗 2. 能夠和 Magnesium 作用的物質，例如抗凝劑的 EDTA、Citrate、Oxalate 等會影響結果。			