

檢驗項目	Mg 版本 2015.03.25		
中文名稱	鎂		
英文名稱	Magnesium		
適應症	Mg 使用在代謝的指標，包括糖類、蛋白質、核酸代謝與肌肉收縮；也使用在腎臟功能評估外，並監控 MgSO ₄ 治療 患者的 Mg 濃度。		
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma		
操作頻率	每天		
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告		
參考範圍	1.7-2.9mg/dL		
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)  綠頭管 3ml 全血		
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。		
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：若未能立即檢測，須先分離血球與血漿再置於 2-8℃ 儲存 7 天，如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件： 室溫		
健保代碼與給付點數	健保碼	09046B	點數 50 點
檢驗方法及說明	● 方法：酵素法。 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0.17 – 9.5 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.17 mg/dL		