

|           |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |               |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------|---------------|
| 檢驗項目      | Ordinary culture                                                                                                                                                                                                                              |              |                        | 版本 2015.03.25 |
| 中文名稱      | 一般細菌培養                                                                                                                                                                                                                                        |              |                        |               |
| 英文名稱      | Ordinary culture                                                                                                                                                                                                                              |              |                        |               |
| 適應症       | 適用於懷疑細菌感染之培養及鑑定，提供臨床診斷和使用抗生素的參考                                                                                                                                                                                                               |              |                        |               |
| 檢體類別      | 參見各類培養適用檢體對照表                                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |               |
| 操作頻率      | 每天(北榮代檢)                                                                                                                                                                                                                                      |              |                        |               |
| 操作時效      | 7 天；陽性反應待鑑定後發報告；陰性反應 7 天發陰性報告                                                                                                                                                                                                                 |              |                        |               |
| 參考範圍      | 陰性 (No growth)                                                                                                                                                                                                                                |              |                        |               |
| 採檢容器和檢體量  | 依照檢體類別，選擇適當無菌容器                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |               |
| 採檢注意事項    | 採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。                                                                                                                                                                                                              |              |                        |               |
| 收檢時間與地點   | 收檢地點                                                                                                                                                                                                                                          | 平日收檢時間       | 週六收檢時間                 |               |
|           | 本院 2 樓檢驗科                                                                                                                                                                                                                                     | 8：00 - 21：00 | 8：00 - 17：00           |               |
|           | 備註：例假日、天災停止門診時不收件                                                                                                                                                                                                                             |              | 連絡電話：02-2858-7000#7156 |               |
| 注意事項      | <div>1. 儘量在使用抗生素之前收集檢體。</div> <div>2. 小心收集病灶處的檢體，注意不要被其他一般常在菌所污染。</div> <div>3. 如果採檢的部位是皮膚時，首先要進行皮膚的清潔，例如先使用碘液，再用 70% 的酒精消毒。</div> <div>4. 檢體必須收集在無菌不會外漏的容器中，同時必須確保關緊後送檢。不可污染收集容器的外表面，以及相關的檢驗單。</div> <div>● 飲食限制：無</div> <div>● 用藥限制：無</div> |              |                        |               |
| 健保代碼與給付點數 | 健保碼                                                                                                                                                                                                                                           | 13007C       | 點數                     | 200 點         |
| 檢驗方法及說明   | ● 保存方法：不可超過 24 小時                                                                                                                                                                                                                             |              |                        |               |
|           | 檢體種類                                                                                                                                                                                                                                          |              |                        | 保存溫度          |
|           | CSF 及淋病檢查檢體                                                                                                                                                                                                                                   |              |                        | 37 ℃          |
|           | 尿液、糞便、鼻腔、咽喉檢體等存在許多共生菌之檢體                                                                                                                                                                                                                      |              |                        | 4 ℃           |
|           | 厭氧菌分離檢體(膿及傷口檢體)，體液等                                                                                                                                                                                                                           |              |                        | 室溫            |
|           | ● 運送條件：室溫，2 小時內送達實驗室，避免延遲運送                                                                                                                                                                                                                   |              |                        |               |
|           | ● 方法：VITEK MS 鑑定系統                                                                                                                                                                                                                            |              |                        |               |
| ● 干擾因素：無  |                                                                                                                                                                                                                                               |              |                        |               |