

檢驗項目	PTH-intact (Intact-PTH)			版本 2015.03.25
中文名稱	完整副甲狀腺激素			
英文名稱	Intact parathyroid hormone			
適應症	可用來輔助高血鈣症、低血鈣症或副甲狀腺疾病之鑑別診斷。			
檢體類別	紫頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	週一至週五(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	15.0 - 68.3 pg/mL			
採檢容器和檢體量	 紫頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	保存方法：檢體測試前最多可於 2-8℃ 儲存 2 天，如未於 2 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 • 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09112B	點數	360 點
檢驗方法及說明	方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） • 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：1 - 3,000 pg/mL • 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1.0 pg/mL • 干擾： 1.不可使用嚴重溶血的檢體。 2.人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。經常接觸動物或動物血清製劑的病人很容易產生這種干擾，並可能出現異常的值，需要其他資訊才能進行診斷。			