

檢驗項目	Perianal swab for pinworm			版本 2015.03.25
中文名稱	蟯蟲檢查			
英文名稱	Perianal swab for pinworm			
適應症	觀察檢體中是否存在蟯蟲蟲卵、蟲體，提供醫師臨床上之診斷。			
檢體類別	肛門拭紙			
操作頻率	每天			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	Not found			
採檢容器和檢體量	蟯蟲膠片			
採檢注意事項	蟯蟲經常會在夜間爬行至肛門周圍排卵，早上起床沐浴及排便前立即採檢效果最好。撕開蟯蟲專用貼片貼紙，用膠面之藍色圓圈處對準肛門，以手指用力壓貼，再重新粘上貼片。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 飲食限制：無。 ● 用藥限制：服用制酸劑、止瀉劑、抗生素、礦物油或鋇劑，服用後 7-10 日才可進行此項檢查，若服用抗菌劑，則需在服用後 2~3 周才可檢查。 ● 保存方法：室溫(立即送檢，懷疑有 <i>Amoeba trophozoite</i> 時，須 37°C 保溫送檢) ● 運送條件：室溫。 			
健保代碼與給付點數	健保碼	07016C	點數	25 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 檢驗原理及方法： 先以 10 倍物鏡篩檢整張抹片，若發現疑似寄生蟲時，再以 40 倍物鏡做鑑別確認。 			