

檢驗項目	Protein C			版本 2015.03.25
中文名稱	蛋白質 C			
英文名稱	Protein C			
適應症	Protein C 屬於維生素 K 依賴性血漿 蛋白，是人體生理上重要的凝固抑制劑，缺乏時會引起血栓疾病，Protein C 檢測可 作為診斷先天性或後天性 protein C 缺乏所造成的血栓疾病，如吸收障礙或抗凝劑治療造成維生素 K 缺乏，使得 protein C 濃度下降 而引發血栓疾病。			
檢體類別	藍頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每週二、五操作(北榮代檢)			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍		參考值	報告範圍	單位
		>70	5~140	%
採檢容器和檢體量	 藍頭管 (3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml。			
採檢注意事項	1.避免溶血。 2.一定要採血 1.8 ml，否則會影響檢驗結果。 3.採檢後，請上下翻轉充分混和，避免血液凝固。 4.應避免由 Heparin Flush 過的靜脈導管(或留滯針)中採取檢體，因其可能造成檢體被 Heparin 污染或稀釋。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	• 飲食限制：無。 • 用藥限制：無。 • 保存方法：室溫(立即送檢)。 • 運送條件：室溫。			
健保代碼與給付點數	健保碼	08077B	點數	367 點
檢驗方法及說明	檢驗原理： 呈色法 Chromogenic assay，檢體中的 protein C 與活化劑作用，形成 activated protein C (APC)，再與呈色劑反應，偵測波長 405 nm 的變化，換算成 protein C 的含量。			