

檢驗項目	Ro/La Ab(SS-A/SS-B)			版本 2015.03.25
中文名稱	可抽出的核抗體測定-Ro 抗體			
英文名稱	Ro/La Ab(SS-A/SS-B)			
適應症	<p>抗 SS-A 抗體與許多自體免疫疾病均有關聯。索格倫氏症候群患者中約 40%~80% 存有此抗體，瀰漫性紅斑性狼瘡約 30%~40%、原發性膽道硬化約 20%，慢性活動性肝炎則偶爾也會存在其抗體。除此之外，在新生兒紅斑性狼瘡幾乎 100% 可見，產婦經由胎盤傳遞至胎兒並引發炎性反應。索格倫氏症候群約 40%~80% 存在抗 SS-B 抗體抗體、瀰漫性紅斑性狼瘡（約 10%~20%）。</p>			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍	U/ml			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12064B	點數	561 點
		12064B-1		561 點
檢驗方法及說明				