

檢驗項目	RBC fragility test			版本 2015.03.25
中文名稱	紅血球脆性試驗			
英文名稱	RBC fragility test			
適應症	紅血球脆性與紅血球的細胞膜有密切關係，細胞膜越厚，越容易在低張溶中破裂。Spherocyte 的脆性比正常的紅血球大；而貧血病人的紅血球細胞膜較薄或呈鐮刀狀，脆性較低則不易破裂，用此方法可以初步判別紅血球的細胞膜是否正常。 紅血球脆性增加：遺傳性球形血球症、遺傳性溶血性貧血、後天性血體免疫貧、胎兒芽球增多症、燒傷。紅血球脆性減少：IDA、海洋性貧血、鐮狀細胞貧血等。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 綠頭管 (Sodium Heparin)，採取 3 ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	08031B	點數	400 點
檢驗方法及說明				