

檢驗項目	sugar water test			版本 2015.03.25
中文名稱	蔗糖溶血試驗			
英文名稱	sugar water test			
適應症	糖水試驗利用紅血球在低離子濃度之等張蔗糖溶液中，因 IgG 會非特異性的與 PNH 病人的紅血球結合，再經由補體傳統路徑活化引起溶血，可用來區分陣發性夜間血色素尿症(PNH)患者，而未確定原因之溶血性貧血患者，因蔗糖無法透過正常人之紅血球細胞膜，故不會發生滲透產生溶血作用。陣發性夜間血色素尿症(PNH)患者會產生有缺陷之紅血球細胞膜，能被蔗糖滲透，產生溶血作用。			
檢體類別	藍頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 藍頭管(3.2% buffered sodium citrate)，採血 1.8 ml			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	080411	點數	0
檢驗方法及說明				