

檢驗項目	Syphilis RPR / Syphilis VDRL(CSF)			版本 2015.03.25
中文名稱	快速血漿反應素試驗			
英文名稱	Rapid plasma reagin / Venereal disease research laboratory test			
適應症	1. 梅毒篩檢 2. 用於梅毒藥物治療效果監控			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 無菌小管--CSF			
操作頻率	週一至週六			
操作時效	8 小時完成發報告			
參考範圍	陰性		Non-reactive	
	陽性		Reactive (效價倍數)	
	RPR 報告為陽性者，須加做 TPHA 檢驗確診			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)  CSF 無菌小管 1 ml CSF			
採檢注意事項	避免溶血 ● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00		8：00 - 17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12001C	點數	70 點
檢驗方法及說明	● 方法：反應素(regain)凝集法--Card method ● 干擾因素： 以下疾病會造成 RPR/VDRL 偽陽性產生 1. Infectious mononucleosis(感染性單核球增多症) 2. Lupus erythematosus(紅斑性狼瘡)			