

檢驗項目	Scl-70 Ab			版本 2015.03.25
中文名稱	可抽出的核抗體測定-SCL70			
英文名稱	Scl-70 Ab			
適應症	抗 Scl-70 抗體主要見于全身性進行性硬化癥（PSS）中的彌漫型，是該病的標記性抗體，其陽性率為 25%～70%，陽性率的差異可能與免疫擴散法所用可提取性核抗原（ENA）的濃度不同以及選擇的病例類型不同有關，在重型彌漫型硬皮病患者可高達 75%，在 CREST 綜合征患者抗 Scl-70 檢出率僅 4%～11%，此抗體陽性者抗著絲粒抗體多為陰性。局限型硬皮病病人，此抗體檢出率很低，僅約 20% 左右。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	14 工作日完成發報告			
參考範圍	U/ml			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00 - 21：00	8：00 - 17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	- 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 - 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	12174B	點數	507 點
檢驗方法及說明				