

檢驗項目	Toxoplasma IgM			版本 2015.03.25
中文名稱	弓漿蟲 IgG 抗體			
英文名稱	Toxoplasma gondii IgG antibody			
適應症	測試弓漿蟲（Toxoplasma gondii）的 IgG 抗體			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	< 1.6 IU/mL Non-Reactive			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 14 天；如未於 14 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃ 以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	14042B	點數	200 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA） ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：0 – 2,000 IU/mL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：1.6 IU/mL			