

檢驗項目	Toxoplasma IgM			版本 2015.03.25
中文名稱	弓漿蟲 IgM 抗體			
英文名稱	Toxoplasma gondii IgM antibody			
適應症	測試弓漿蟲（Toxoplasma gondii）的 IgM 抗體			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍	< 0.50 Index Non-Reactive			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間		週六收檢時間
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00		8：00-17：00
	備註：例假日、天災停止門診時不收件			連絡電話：02-2858-7000#7156
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 14 天；如未於 14 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	14071B	點數	700 點
檢驗方法及說明	● 方法：化學冷光微粒免疫分析法（Chemiluminescent Microparticle Immunoassay；CMIA）(定性試驗) ● 干擾：人類血清中的嗜異性抗體會與試劑之免疫球蛋白產生反應，而干擾體外之免疫分析結果。			