

檢驗項目	Transferrin(TRF)			版本 2015.03.25
中文名稱	運鐵蛋白			
英文名稱	Transferrin			
適應症	測定血中運鐵蛋白的濃度有助於診斷下列疾病：缺鐵性貧血、急性發炎、感染、腎臟疾病、營養不良等。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每天			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告			
參考範圍	202 - 336 mg/dL			
採檢容器和檢體量	 5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00-21 : 00	8 : 00-17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ● 保存方法： 檢體置放於 2-8°C：可儲存 3 天；如未於 3 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於 -20°C 以下。 ● 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12048B	點數	275 點
檢驗方法及說明	<ul style="list-style-type: none"> ● 方法：免疫比濁法(Nephelometry) ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：9 – 959 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：9 mg/dL 			