

檢驗項目	TPA			版本 2015.03.25
中文名稱	腫瘤多胜酶抗原			
英文名稱	TPA			
適應症	<p>TPA 是一種非特異性的腫瘤標記，許多癌症皆會升高，例如肝癌、胃癌、肺癌、大腸癌、乳房癌、膀胱癌、子宮頸癌等，故在判讀時應特別謹慎注意。</p> <p>TPA 靈敏度好，但特異性差，許多良性的疾病也會導致 TPA 上升，例如發炎及組織受損等。</p> <p>因 TPA 特異性不佳，故現在已發展出 TPS (Tissue polypeptide specific antigen)。TPS 對各種癌症的靈敏度不比 TPA 差，但特異性較好。</p>			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	每週一次(北榮代檢)			
操作時效	7 工作日完成發報告			
參考範圍				
採檢容器和檢體量	 <p>5 mL , SST tube(紅黃頭管)</p>			
採檢注意事項	採檢後，請 180 度輕微搖晃 4~5 次，以利抗凝劑混合均勻。			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8 : 00 - 21 : 00	8 : 00 - 17 : 00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 運送條件：室溫 			
健保代碼與給付點數	健保碼	12120B	點數	350 點
檢驗方法及說明				