

檢驗項目	TG			版本 2015.03.25
中文名稱	三甘酸油酯			
英文名稱	Triglyceride			
適應症	測定血中的三酸甘油酯濃度可用來評估患者的脂質代謝狀態，特別是針對繼發性高脂血症的高危險族群，例如糖尿病患者、甲狀腺功能低下症等。			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum 綠頭管--血漿 Plasma			
操作頻率	週一至週五			
操作時效	一般檢體：8 小時完成發報告 急作檢體：1 小時完成發報告 急診檢體：30 分鐘完成發報告			
參考範圍	20-200 mg/dL			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管) 綠頭管 3ml 全血			
採檢注意事項	無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 飲食限制：須至少空腹 6 小時 ● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 7 天；如未於 7 天內進行測試，應將檢體冷凍儲存於-20℃以下。 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09004C	點數	120 點
檢驗方法及說明	● 方法：甘油磷酸氧化酶法 ● 報告範圍(Clinically reportable range, CRR)：5 – 4,500 mg/dL ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：5 mg/dL ● 干擾： 1. Bilirubin > 15 mg/dL 2. Hemoglobin >1000 mg/dL ● 干擾： 1. Bilirubin > 15 mg/dL 2. Hemoglobin >1000 mg/dL			