

檢驗項目	VMA			版本 2015.03.25
中文名稱	香草扁桃酸			
英文名稱	Vanillylmandelic acid			
適應症	用於診斷腎上腺嗜鉻細胞瘤(Pheochromocytoma)			
檢體類別	尿液			
操作頻率	周一至周五			
操作時效	一周:5 工作日完成發報告			
參考範圍	< 7 mg/day			
採檢容器和檢體量	 尿管，收集 24 小時尿液，取 10ml			
採檢注意事項	1. 收集 24 小時尿液測定，憑醫囑來本科領保存劑(6N HCl)，收集尿液前先將保存劑倒入容器內再開始收集，最後註明總尿液量在檢驗單上。 ** 防腐劑乃 6N HCl(鹽酸)，有腐蝕性，請隨時蓋緊並小心使用；若接觸衣服、皮膚、或眼睛，請立即以大量清水沖洗，必要時尋求醫療。若有誤食且患者當時清醒，立刻服用大量開水並即時就醫。 2. 24 小時尿液收集請參考 [衛教單張]			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：檢體置放於 2-8℃：可儲存 30 天 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09052B	點數	300 點
檢驗方法及說明	● 方法：高效率液體色層分析(HPLC) ● 分析敏感度(Analytical sensitivity)：0.5 mg/L ● 干擾： 1. 食物中的香蕉、咖啡、香草冰淇淋、巧克力會造成偽性增高。 2. 藥物中的 Ajmaline、Epinephrine、Glucagon、Guanethidine、Histamine、Insuline、Levodopa、Rauwolfia alkaloids 會造成偽性增高。			

