

檢驗項目	VRE stool culture
操作科別	抗萬古黴素腸球菌糞便篩檢培養
檢體類別	糞便(stool)、直腸拭子(rectal swab)
操作頻率	每天
操作時效	7 天
參考範圍或報告內容	陰性 Negative for VRE 陽性 Positive for VRE
採檢容器和檢體量	  40ml 無菌培養杯 嗜氧棉籤拭子 1.將糞便檢體解在一乾燥且清潔的便器中，然後再放入 40ml 無菌培養杯，約碗豆大(2g)。 2.以棉籤拭子取碗豆大小含有黏液、膿、血、或組織碎片部分的糞便。
採檢注意事項	1.不可用衛生紙收集糞便檢體。 2.若無法取得糞便檢體的病人可使用直腸拭子(Rectal swabs)送檢，將拭子放入肛門括約肌約 1 吋的位置，小心旋轉拭子以取得肛門檢體，然後將拭子取出傳送。
實驗室解釋	篩檢 stool/rectal swab 檢體中是否存在 VRE 之抗藥性菌株
注意事項	飲食限制：無 用藥限制：無 抗凝血劑：無 保存方法：室溫 運送條件：室溫 不提供藥物敏感性試驗