

檢驗項目	Widal test			版本 2015.03.25
中文名稱	傷寒凝集試驗（肥達試驗）			
英文名稱	Widal test			
適應症	協助診斷傷寒及副傷寒的篩選檢驗			
檢體類別	紅黃頭管--血清 Serum			
操作頻率	周一至周五			
操作時效	5 工作日完成發報告			
參考範圍	Salmonella typhi H < 1：80 Salmonella paratyphi A < 1：160 Salmonella paratyphi B < 1：160 Salmonella typhi O < 1：160			
採檢容器和檢體量	5 mL , SST tube(紅黃頭管)			
採檢注意事項	● 飲食限制：無 ● 用藥限制：無			
收檢時間與地點	收檢地點	平日收檢時間	週六收檢時間	
	本院 2 樓檢驗科	8：00-21：00	8：00-17：00	
	備註：例假日、天災停止門診時不收件		連絡電話：02-2858-7000#7156	
注意事項	● 保存方法：室溫 ● 運送條件：室溫			
健保代碼與給付點數	健保碼	09004C	點數	120 點
檢驗方法及說明	● 方法：粒子凝集法 ● 干擾因素：無			