

如何自行施打筆針型胰島素



1. 打開筆蓋

2. 用酒精消毒筆頭，裝上針頭取下針頭蓋



3. 第一次使用時排空，將注射鈕往外拉，旋轉刻度至 2 單位。

4. 將筆針頭朝上。



5. 將注射鈕按壓到底，確認是否出現一滴胰島素，若無則重複排氣至出現胰島素。

6 設定劑量

將注射鈕往外拉，旋轉注射鈕至所需劑量。

調錯劑量時，可直接轉到所需劑量處，不需歸零重設。

如果剩餘藥量少於注射量時，則會在剩餘劑量停止轉動。





7 注射

注入皮下後，將注射鈕按壓到底，直到聽到「喀」一聲。

注射後建議在皮下停留 10 秒再拔出。

一般用法：

(醫師會因各種因素而調整藥品劑量, 您藥袋上之用法與以下用法將會稍有差異, 如有疑問請與我們聯絡)

1. 請依照醫師指示的劑量用藥，通常一天注射一次即可。
2. 本藥只能由皮下注射，不可靜脈注射。注射部位應每次相距約 2.5 公分，可選擇腹部、三角肌或大腿之區域。
3. 使用步驟：
 - 以酒精棉片消毒橡膠處。
 - 撕開針頭封條。
 - 裝上針頭並鎖緊。
 - 拉開注射鈕。
 - 移除針頭內、外蓋，將針頭朝上，輕彈注射筆讓空氣浮到頂端。
 - 將注射鈕完全壓到底直到喀答聲停止。
 - 排出注射液，此動作完成後即代表排氣完畢。
 - 轉動劑量選擇鈕到需注射的劑量位置。
 - 拉開注射鈕準備打針。
 - 將注射鈕完全壓到底直到喀答聲停止，並讓針頭停留 10 秒再拔出。保持按鈕為完全壓下的狀態，直到針頭拔出皮膚為止。
 - 注射後，針頭必須由注射筆取下，棄於針頭放置盒/罐。

