



臺北市立關渡醫院
— 委託臺北榮民總醫院經營 —

如何正確使用

Accuhaler™ 胖胖魚 乾粉吸入器

輕鬆操作四部曲：

1 開

用一隻手將胖胖魚拿住，讓計量視窗面對你，把另一隻手的大拇指放在胖胖魚的拇指手把上，向後推至盡頭卡住。



2 上藥

這時你會看到上藥扳手，用大拇指將上藥扳手向後扳到底，你會聽到“嗒”一聲，此時即有一次劑量可供使用。



3 吸

先向外吐一口氣（勿朝吸嘴吹氣），然後將吸嘴放入嘴內，快速地吸飽一口氣，然後將胖胖魚挪開嘴，並停止呼吸10秒鐘，再慢慢呼氣，即完成一次吸入劑量。



4 關閉

用大拇指向左推，關上胖胖魚，待下次使用。（不需扳回上藥扳手）



- 此單張不包含所有藥品資訊，如有任何疑問，請再詢問您的醫師或藥師。

關渡醫院-藥劑科 關心您